


Handleiding maten Kruuse producten

Wij merken dat er nogal wat verwarring bestaat over het opnemen van de juiste maten bij uw hond. Om deze reden is het natuurlijk erg lastig om de geschikte maat te kiezen voor uw lieverd.

Daarom hebben wij bij Dierapotheke.nl een eigen handleiding geschreven voor de producten van Kruuse. Wij hopen dat het opnemen van de juiste maten met deze handleiding een beetje makkelijker word gemaakt.

Onze Aika staat al te kwispelen van trots en laat u dan ook graag een kijkje nemen.




Hoi, ik ben Aika!
Ik demonstreer de
Kruuse Producten.

Kruuse Knee Protector	2
Kruuse Elbow Protector Pro	4
Kruuse Hock (Tarsus) Protector	6
Kruuse Carpal Protector	7
Contact opnemen	8

*Alle Kruuse producten zijn handgemaakt en kunnen enkele mm afwijken.

Kruuse Knee Protector



Kruuse Knee Protector maten:

- A: Lengte top tot onder.
- B: Breedte bovenste rand.
- C: Breedte 0,5* of 1 cm boven de knie.
- D: Breedte onderkant.
- E: Breedte van het breedste punt.
- F: Volledige lengte band.


	A	B	C	D	E	F
	In cm					
XXX-Small	7	6,5	5*	4,5	7	50
XX-Small	12	7,5	6*	5	9	55
X-Small	20,5	11,5	8	5	15	60
Small	25	13,5	10	5,5	16,5	61
Medium	27	14,5	10,5	6	17,5	90
Large	26,5	15,5	11,5	6,5	18,5	91
X-Large	33	17,5	12	7	20,5	96
XX-Large	33	18,5	13	8	21,5	96,5

Tip: De maten C, D en E kunt u het beste meten door de omtrek van het been op de juiste plek te meten, en dit te delen door 2.


Kruuse Knee Protector

Tip: U kunt vaststellen of u een linkse of een rechtse Knee Protector heeft door te kijken waar het Kruuse label zit. Het label zit altijd aan de buitenkant van het been.

Hieronder ziet u een voorbeeld.



Kruuse Elbow Protector Pro



Kruuse Elbow Protector Pro maten:

- A: Lengte Elbow Protector.
- B: Breedte bovenkant been.
- C: Breedte onder de elleboog.
- D: Lengte strap.


	A	B	C	D
	In cm			
XX-Small	7,5	6	4,5	9,5
X-Small	8,5	7	5	10,5
Small	9,5	8	6,5	11,5
Medium	10	9	7,5	13
Large	12	10	8	15
X-Large	14	11	9	18
XX-Large	16	12	10	20

Tip: De maten B en C kunt u het beste meten door de omtrek van het been op de juiste plek te meten, en dit te delen door 2.


Kruuse Elbow Protector Pro

Tip: U kunt vaststellen of u een linkse of een rechtse Elbow Protector heeft door te kijken waar het Kruuse label zit. Het label zit altijd aan de buitenkant van het been.

Hieronder ziet u een voorbeeld.



Kruuse Hock (Tarsus) Protector




Kruuse Hock (Tarsus) Protector maten:

- A: Totale hoogte van rand tot rand.
- B: Bovenste breedte, 1 cm van rand.
- C: Onderste breedte, 1 cm van rand.

	A	B	C
	In cm		
XXX-Small	8	6	4
XX-Small	12	8	5,5
X-Small	14	10	7,5
Small	16	12	9,5
Medium	17,5	14	11,5
Large	19	15	12,5
X-Large	20,5	16	13,5

Tip: De maten B en C kunt u het beste meten door de omtrek van het been op de juiste plek te meten.
De Kruuse Hock Protector kan voor zowel het linkse als het rechtse been gebruikt worden.

Kruuse Carpal Protector



Kruuse Carpal Protector Maten:

A: Totale hoogte van rand tot rand.

B: Totale breedte van rand tot rand.

	A	B
	In cm	
XXX-Small	6,5	8,5
XX-Small	7,5	9,5
X-Small	8,5	10,5
Small	9,5	12,5
Medium	11,5	14,5
Large	13,5	17,5
X-Large	15,5	20,5

Tip: Maat B kunt u het beste meten door de omtrek van het been op de juiste plek te meten.

De Kruuse Carpal Protector kan voor zowel het linkse als het rechtse been gebruikt worden.

Contact opnemen

Mocht u na het doornemen van deze handleiding toch nog vragen hebben over de keuze naar de juiste maat voor uw hond?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 17.00

Tel: +31(0)77 303 0067

Email: info@dierapotheke.nl

Website: www.dierapotheke.nl